


Atividade 6B: Determinar o indice de refração de uma lamina de vidro usando um interferômetro



Rotacionar lentamente a lamina de vidro e contar os aneis de interferência.




Exemplo sobre a Diferença de caminhos ópticos : Δ



Lamina com indice de refração: n

Exemplo

Diferença de caminhos ópticos : Δ



Lamina com indice de refração: n > 1

$$\triangle = n(AB + BC) - AD$$

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_{ar}}{\lambda_{L}} = \frac{\lambda_{ar}}{\lambda_{L}}$$

$$AD = N^{*} \lambda_{ar}$$

$$AB + BC = M^{*} \lambda_{L}$$

$$\lambda_{L} = \lambda_{ar}/n$$

$$AB + BC = M^{*} \lambda_{ar}/n$$


$$n(AB + BC) = M^{*} \lambda_{ar}$$

$$A = (M - N)^{*} \lambda_{ar}$$

em geral M e N são números reais positivos

Condição de interferência construtiva : M - N = número inteiro positivo

...





 $N\lambda/2 = t*n/Cos(r) + t*Tg(i)*Sen(i) - t*Tg(r)*Sen(i) - n*t - t/Cos(i) + t$

Depois de simplificar a equação anterior, obtemos a seguinte equação:



$$N\lambda/(2*t) + Cos(i) + n - 1 = [n^2 - Sen^2(i)]^{0.5}$$

Elevando ao quadrado e desenvolvendo o primeiro membro como se fosse um binômio:

$$\{ N\lambda/(2*t) + (Cos(i) + n - 1) \}^2 = \{ [n^2 - Sen^2(i)]^{0,5} \}^2$$

 $t = 1 \, \text{mm}$

N = 50



Para:
$$\lambda = 633 \text{ nm}$$
 { $N\lambda/(2*t)$ }² ~ 0,00025 << 1

Desconsiderando a expressão $\{N\lambda/(2*t)\}^2$, por ser pequena, então obtemos.

$$n = \frac{(2t - N\lambda)(1 - \cos(i))}{2t(1 - \cos(i)) - N\lambda}$$


Determinar o índice de refração de uma lamina de vidro, para N = 50

Referência:

George S. Monk, Ligth - Principles and Experiments. McGraw Hill, NY& London (1937)

Questões para as atividades 6 e 6b

- 1- Tem-se um interferômetro de Michelson com um laser de λ =400 nm. Qual a menor distância que podemos medir usando esse interferômetro?
- 2- Qual o comprimento ótico entre os pontos A e B da luz do laser (λ =400 nm) quando o laser incide com ângulo de 0° sobre o conjunto de 3 laminas, com espessura e índice de refração indicado em cada lamina.



- 3- Determine o indice de refração da lamina de vidro do experimento 6B.
- 4- Use o índice de refração obtido experimentalmente, t = 1 mm N=50 e o ângulo de inclinação da lamina para determinar a diferença de comprimentos óticos do laser de 633 nm quando este interage com a lamina. OBS: $\Delta = 2$ ($\overline{ae} \overline{ac}$) 5- Um interferômetro tem dois braços de comprimentos iguais, a luz do laser tem λ =633 nm. Se um dos espelhos é deslocado de 1,5 μ m, quantos aneis de interferência são observados

- 6- Quando deslocamos um dos espelhos de um interferômetro de 2,4x10⁻⁵ m, observamos 90 aneis de interferência. Qual o valor de λ ?
- 7- Demonstrar a equação obtida por Michelson para Δt .
- 8- Demonstrar a equação para determinar o índice de refração de uma lamina de vidro usando um interferômetro de Michelson .

 Dados
- -a espessura da lamina é t,
- -a quantidade de anéis de interferência é N,
- -o ângulo de rotação da lamina é i .

$$n = \frac{(2t - N\lambda)(1 - \cos(i))}{2t(1 - \cos(i)) - N\lambda}$$