Laboratório de Física Moderna



Relatórios 10 - 11

Gabriel Wendell Celestino Rocha Vinícius Câmara Filgueira

Atividade 10 - Difração de elétrons

1. Com base no experimento em sala, mediu-se os valores dos diâmetros D_1 e D_2 (em mm) dos anéis para cada valor de tensão V (em kV). Com base nisso, foi possível obter os valores dos raios dos anéis como sendo metade do valor dos diâmetros, ou seja, $r_1 = D_1/2$ e $r_2 = D_2/2$. Para obter o valor do comprimento de onda em cada etapa do experimento, utilizou-se a conservação da energia e calculou-se a velocidade de escape dos elétrons e a partir desta calculou-se o comprimento de onda λ da seguinte forma:

$$E = eV = \frac{1}{2}mv_e^2 \implies v_e = \sqrt{\frac{2meV}{m}} \quad \therefore \quad \left[\lambda = \frac{h}{mv_e}\right]$$
 (1)

Por fim, sendo R=65 mm uma constante do nosso experimento, calculou-se o parâmetro $2\lambda R$ para cada comprimento de onda utilizado ao longo do experimento. Com base nessas considerações, foi possível realizar a construção da Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros relevantes para o experimento sobre difração de elétrons.

V(kV)	$\lambda (\times 10^{-9} \text{ m})$	D_1 (m)	r_1 (m)	D_2 (m)	r_2 (m)	$2\lambda R (m^2)$
3.5	207.304	$46.35 \cdot 10^{-3}$	$23.175 \cdot 10^{-3}$	$27.050 \cdot 10^{-3}$	$13.525 \cdot 10^{-3}$	$2.695 \cdot 10^{-12}$
4.0	193.915	$44.4 \cdot 10^{-3}$	$22.2 \cdot 10^{-3}$	$25.825 \cdot 10^{-3}$	$12.9125 \cdot 10^{-3}$	$2.521 \cdot 10^{-12}$
4.5	182.824	$42.125 \cdot 10^{-3}$	$21.0625 \cdot 10^{-3}$	$24.575 \cdot 10^{-3}$	$12.2875 \cdot 10^{-3}$	$2.377 \cdot 10^{-12}$
5.0	173.443	$40.575 \cdot 10^{-3}$	$20.2875 \cdot 10^{-3}$	$23.325 \cdot 10^{-3}$	$20.2875 \cdot 10^{-3}$	$2.255 \cdot 10^{-12}$
5.5	165.371	$38.4 \cdot 10^{-3}$	$19.2 \cdot 10^{-3}$	$21.7 \cdot 10^{-3}$	$10.85 \cdot 10^{-3}$	$2.15 \cdot 10^{-12}$
6.0	158.331	$36.925 \cdot 10^{-3}$	$18.4625 \cdot 10^{-3}$	$21.225 \cdot 10^{-3}$	$10.6125 \cdot 10^{-3}$	$2.05 \cdot 10^{-12}$

2. Com base na teoria abordada em sala, temos que

$$2\lambda R = d \cdot r \iff d = \frac{2\lambda R}{r} \tag{2}$$

É fácil ver que a Equação (2) é claramente linear. Em particular, a distância interplanar d é justamente o coeficiente angular da reta gerada pelo gráfico $2\lambda R \times r$. Dessa forma, vamos plotar os gráficos $2\lambda R \times r_1$ e $2\lambda R \times r_2$ e em seguida usar uma curva de ajuste linear para extrais os parâmetros d_1 e d_2 . Os resultados dos ajustes bem como os resultados das distâncias interplanares se encontram nas Figuras 1 e 2.

1




Figura 1: Ajuste linear (reta) para os dados experimentais (pontos). A região hachurada indica o intervalo de confiança padrão de 95%.




Figura 2: Ajuste linear (reta) para os dados experimentais (pontos). A região hachurada indica o intervalo de confiança padrão de 95%.

3. Considerando a relação demonstrada no item 5., vamos isolar o termo de comprimento de onda, relacionar com a equação de De Broglie e resolver a equação resultante com relação à velocidade de ejeção do elétron:

$$2\lambda R = d \cdot r \implies \lambda = \frac{dr}{2R} = \frac{h}{p_e} = \frac{h}{m_e v_e} \therefore v_e = \frac{2Rh}{drm_e}.$$
 (3)

Escrevendo agora a conservação da energia para esse sistema, obtemos:

$$eV = \frac{1}{2}m_e v_e^2 = \frac{1}{2}m_e \frac{4R^2h^2}{d^2r^2m_e^2} \quad \therefore \quad V = 2\left(\frac{R}{r}\right)^2 \frac{h^2}{d^2em_e}$$
 (4)

O raio máximo do anel de difração ocorre quando r=R (vide Fig. 3), logo R/r=1. Substituindo $d_1=213$ pm na Equação (4) obtemos:

$$V = 132.61 \text{ Volts} \tag{5}$$

4. Considerando agora o caso em que $d_3=80.5\,\mathrm{pm},\ r_3=25\,\mathrm{mm}$ e $R=65\,\mathrm{mm},$ ao substituirmos tais valores na Equação (4) obtemos:

$$V = 6276.212 \text{ Volts} = 6.26 \text{ kV}$$
 (6)

5. O setup experimental utilizado em sala é baseado no seguinte diagrama:




Figura 3: Diagrama experimental.

Considerando o diagrama apresentado na Figura 3, podemos escrever:

$$\sin\left(2\alpha\right) = \frac{r}{R},\tag{7}$$

Lembrando da identidade trigonométrica $\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$, se considerarmos uma aproximação para ângulos diminutos, temos $\cos(\alpha) \approx 1$, logo

$$\sin(2\alpha) \cong 2\sin(\alpha) \tag{8}$$

Analogamente para $\alpha = 2\theta$ diminuto, podemos escrever

$$\sin(\alpha) = \sin(2\theta) \approx 2\sin(\theta) \implies \sin(2\alpha) = 4\sin(\theta).$$
 (9)

Partindo da lei de Bragg, escrevemos

$$n\lambda = 2d\sin(\theta) \implies \sin(2\alpha) = 4\frac{n\lambda}{2d}.$$
 (10)

Substituindo a Equação (10) na Equação (7) e fazendo n=1 obtemos finalmente:

$$\frac{2n\lambda}{d} = \frac{r}{R} \implies r = (2n\lambda R) \cdot \frac{1}{d} \quad \therefore \quad \boxed{2\lambda R = d \cdot r}$$

6. Considere agora um caso em que temos uma tela fluorescente de $95\,\mathrm{mm}$ de diâmetro, ou seja, $R=47.5\,\mathrm{mm}$ de raio, um anel de difração de $r=45\,\mathrm{mm}$ e uma distância interplanar de $d_5=46.5\,\mathrm{pm}$. Substituindo tais valores na Equação (4) obtemos:

$$V = 3100.265 \text{ Volts} = 3.1 \text{ kV}$$
 (11)

Com base nas equações apresentadas anteriormente, nota-se que a tensão medida depende inversamente do raio do anel de difração gerado. Portanto, a medida que aumentamos a tensão, o raio do anel diminui cada vez mais.

Atividade 11 - Lei de Stefan-Boltzmann

1. Considere a equação:

$$t = \frac{1}{2\beta} \left\{ -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 4\beta \left[1 - \frac{R(t)}{R_0} \right]} \right\}. \tag{12}$$

Com base na equação acima podemos calcular a temperatura t considerando os valores de $\alpha=2.0\cdot 10^{-3}\,^{\circ}\text{C}^{-1}$ e $\beta=1.11\cdot 10^{-7}\,^{\circ}\text{C}^{-1}$. Uma vez que valores de temperatura menores que $273\,$ K não fazem sentido físico, desprezamos a solução com sinal negativo. Além disso, podemos determinar os termos R(t) e R_0 a partir do seguinte conjunto de equações:

$$\begin{cases}
R(t) = \frac{V_L}{I \cdot L}, \\
R_0 = \frac{R(27 \,^{\circ} \text{C})}{1 + \alpha(27) + \beta(27)}.
\end{cases}$$
(13)

Substituindo os dados do enunciado do problema nas Equações (13) e (12), obtemos:

$$t = 1451.95 \,^{\circ}\text{C} \approxeq 1452 \,^{\circ}\text{C} \quad \therefore \quad \boxed{T = 1725 \,\text{K}}$$
 (14)

2. A lei de Stefan-Boltzmann pode ser modelada seguindo uma dependência da tensão medida pelo sensor e a partir desta pode-se extrair um relação linear entre a tensão V_d medida pelo sensor e a temperatura T da lâmpada a partir do processo de linearização:

$$V_d = S \cdot T^4 \implies \log_{10}(V_d) = \log_{10}(ST^4)$$
 :
$$\log_{10}(V_d) = \log_{10}(S) + 4\log_{10}(T)$$
 (15)

Com base nos dados obtidos em laboratório e inferidos presentes na Tabela 2, foi possível construir-se um gráfico do tipo $\log_{10}{(V_d)} \times \log_{10}{(T)}$ e realizar um ajuste linear para assim obter o coeficiente angular da reta de melhor ajuste que representa justamente o expoente do fator temperatura na lei de Stefan-Boltzmann.

O valor encontrado para o expoente neste primeiro caso foi $b \approx 2.76$. Uma vez que o valor teórico previsto é de $b \approx 4$, nota-se que nossas medições não foram boas. Uma forma de tentar melhorar a precisão do nosso ajuste é excluir a primeira medição de nosso conjunto de medidas uma vez que houve problemas com o medidor de tensão durante o experimento. Ao fazer isso obtemos uma nova curva de ajuste linear com $b \approx 3.34$. Claramente não está bom o suficiente, entretanto, dadas as complicações experimentais, esse valor provavelmente é o mais preciso que podemos encontrar para o experimento sobre a lei de Stefan-Boltzmann.

3. Durante a atividade em laboratório, foi possível medir experimentalmente os valores da tensão do detector V_D , a tensão V_L e a corrente I_L aplicadas na lâmpada, respectivamente. Com auxílio da primeira Equação apresentada em (13) foi possível obter os valores da resistência elétrica como função da temperatura R(t). Por fim, obteve-se os valores da temperatura (em Kelvin) da lâmpada através da Equação (17). De posse desses dados, foi possível construir a Tabela 2 abaixo:




Figura 4: Ajuste linear (reta) para os dados experimentais (pontos). A região hachurada indica o intervalo de confiança padrão de 95%. Ajuste feito utilizando todas as medidas.

Tabela 2: Parâmetros relevantes para o experimento sobre a lei de Stefan-Boltzmann.

V_d (mVolts)	V_L (Volts)	$I_L(A)$	$R(t)(\Omega)$	$T\left(\mathbf{K}\right)$
24.7	1.85	1.505	1.229	859.47
51.8	3.74	2.168	1.725	1269.42
96.7	5.60	2.716	2.062	1538.52
151.2	7.40	3.163	2.340	1755.23
217.9	9.26	3,678	2.588	1945.41
301.	11.18	3.890	2.874	2160.20




Figura 5: Ajuste linear (reta) para os dados experimentais (pontos). A região hachurada indica o intervalo de confiança padrão de 95%. Ajuste feito descartando a primeira medida.

4. Considere a equação geral que exprime a relação quadrática da resistência de um material com relação à temperatura na qual este se encontra:

$$R(t) = R_0 \left(1 + \alpha t + \beta t^2 \right) \iff 1 + \alpha t + \beta t^2 + \frac{R(t)}{R_0} = 0.$$
 (16)

Note que obtemos uma equação do 2º grau solúvel nos números reais. Resolvendo a Equação (16) obtemos então:

$$t = \frac{1}{2\beta} \cdot \left\{ -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4\beta \left(1 - \frac{R(t)}{R_0} \right)} \right\} \quad \therefore \quad \boxed{T = (t + 273) \text{ K}}$$
 (17)

9